

Instruktioner

Kontrollera att dokumenttiteln är Ackrediteringens omfattning "Laboratoriespecialitet t.ex. Ackrediteringens omfattning Klinisk kemi.

Ta bort raderna om teknikområde (den gula samt den tunna vita raden under den) som inte hör till din laboratoriespecialitet. Sätt in nya tomma rader.

Lista de ackrediterade analyserna under respektive teknikområde i alfabetisk ordning.

Längst ner i dokumentet finns en förteckning över närlaboratorier och dess förkortning. Bara närlaboratorierna ska ha kvar denna i sitt dokument.

Förteckning ackrediteringens omfattning

Komponent/Undersökning	System	Metod Mätprincip	Utrustning	Enhet	Lab/ort
Allmänkemi					
ALAT	Serum	Fotometri	Alinity C	μkat/L	Täby
Albumin	Serum	Fotometri	Alinity C	g/L	Täby
ALP (Alkalisk fosfatas)	Serum	Fotometri	Alinity C	μkat/L	Täby
Amylas, total	Serum	Fotometri	Alinity C	μkat/L	Täby
ASAT	Serum	Fotometri	Alinity C	μkat/L	Täby
Bilirubin	Serum	Fotometri	Alinity C	μmol/L	Täby
Calcium	Serum	Fotometri	Alinity C	mmol/L	Täby
CK (Kreatinkinas)	Serum	Fotometri	Alinity C	μkat/L	Täby
CRP	Serum	Turbidimetri	Alinity C	mg/L	Täby
Fosfat	Serum	Fotometri	Alinity C	mmol/L	Täby
Glukos	Plasma	Fotometri	Alinity C	mmol/L	Täby
GT	Serum	Fotometri	Alinity C	μkat/L	Täby
HbA1c (IFCC)	Blod	Fotometri	Alinity C	mmol/mol	Täby
HDL-Kolesterol	Serum	Fotometri	Alinity C	mmol/L	Täby
Järn	Serum	Fotometri	Alinity C	μmol/L	Täby

OBS! Papperskopior gäller endast om handskriven signatur finns.

Kalium	Serum	Jonselektiv elektrod	Alinity C	mmol/L	Täby
Klorid	Serum	Jonselektiv elektrod	Alinity C	mmol/L	Täby
Koldioxid, total	Serum	Fotometri	Alinity C	mmol/L	Täby
Kolesterol	Serum	Fotometri	Alinity C	mmol/L	Täby
Bilirubin, konjugerat	Serum	Fotometri	Alinity C	μmol/L	Täby
Kreatinin	Serum, Urin	Fotometri	Alinity C	μmol/L	Täby
LD	Serum	Fotometri	Alinity C	μkat/L	Täby
LDL-Kolesterol	Serum	Fotometri	Alinity C	mmol/L	Täby
Magnesium	Serum	Fotometri	Alinity C	mmol/L	Täby
Natrium	Serum	Jonselektiv elektrod	Alinity C	mmol/L	Täby
Pankreasamylas	Serum	Fotometri	Alinity C	μkat/L	Täby
Transferrin	Serum	Turbidimetri	Alinity C	g/L	Täby
Triglycerider	Serum	Fotometri	Alinity C	mmol/L	Täby
Urat	Serum	Fotometri	Alinity C	μmol/L	Täby
Urea	Serum	Fotometri	Alinity C	mmol/L	Täby
Zink	Serum	Fotometri	Alinity C	μmol/L	Täby
Cystatin C	Serum	Turbidimetri	Alinity C	mg/L	Täby
RF	Serum	Turbidimetri	Alinity C	kE/L	Täby
AFP	Serum	CMIA	Alinity I	ug/L	Täby
Kobalamin	Serum	CMIA	Alinity I	pmol/L	Täby
CA 125	Serum	CMIA	Alinity I	kE/L	Täby
CA 15-3	Serum	CMIA	Alinity I	kE/L	Täby
CA 19-9	Serum	CMIA	Alinity I	kE/L	Täby
CEA	Serum	CMIA	Alinity I	ug/L	Täby
Ferritin	Serum	CMIA	Alinity I	ug/L	Täby
Folat	Serum	CMIA	Alinity I	nmol/L	Täby
PSA, fritt	Serum	CMIA	Alinity I	ug/L	Täby
Homocystein	Serum	CMIA	Alinity I	μmol/L	Täby
NT-ProBNP	Serum	CMIA	Alinity I	ng/L	Täby
PSA	Serum	CMIA	Alinity I	ug/L	Täby
Troponin I	Serum	CMIA	Alinity I	ng/L	Täby

OBS! Papperskopia gäller endast om handskriven signatur finns.

Metylmalonat	Serum	LC-MS-MS	QTRAP5500	µmol/L	Täby
PEth	Blod	LC-MS-MS	QTRAP5500	µmol/L	Täby
PEth-DBS	Kapillärblod	LC-MS-MS	QTRAP5500	µmol/L	Täby
CDT (IFCC)	Serum	Kapillärelektrofores	Capillarys 3 Tera	%	Täby
HbA1c (IFCC)	Blod	HPLC	D100	mmol/mol	Täby
Osmolalitet	Serum, Urin	Osmos	Mikroosmometer	mosmol/kg	Täby
Calciumjon, fri	Serum	Jonselektiv elektrod	GEM3500	mmol/L	Täby
Standardbikarbonat	Serum	Beräkning	GEM3500	mmol/L	Täby
Calcium-fosfat produkt	Serum	Beräkning	Alinity C	Mmol ² /L ²	Täby
eGFR(CysC) relativ	Serum	Beräkning		mL/min/1,73m ²	Täby
eGFR(Krea) relativ	Serum	Beräkning		mL/min/1,73m ²	Täby
eGFRmedel,relativ	Serum	Beräkning		mL/min/1,73m ²	Täby
Transferrinmättnad	Serum	Beräkning		fraktion	Täby
TIBC	Serum	Beräkning		µmol/L	Täby
Proteinkemi					
ACE	Serum	Fotometri	Alinity C	E/L	Täby
Antitrypsin	Serum	Turbidimetri	Alinity C	g/L	Täby
Apolipoprotein A1	Serum	Turbidimetri	Alinity C	g/L	Täby
Apolipoprotein B	Serum	Turbidimetri	Alinity C	g/L	Täby
C3	Serum	Turbidimetri	Alinity C	g/L	Täby
C4	Serum	Turbidimetri	Alinity C	g/L	Täby
Haptoglobin	Serum	Turbidimetri	Alinity C	g/L	Täby
Immunglobulin A	Serum	Turbidimetri	Alinity C	g/L	Täby
Immunglobulin G	Serum	Turbidimetri	Alinity C	g/L	Täby
Immunglobulin M	Serum	Turbidimetri	Alinity C	g/L	Täby
Lipoprotein(a)	Serum	Turbidimetri	Alinity C	g/L	Täby
Orosomukoid	Serum	Turbidimetri	Alinity C	g/L	Täby
Albumin	Urin	Turbidimetri	Alinity C	mg/L	Täby
25-OH Vitamin D	Serum	CMIA	Alinity I	nmol/L	Täby

OBS! Papperskopia gäller endast om handskriven signatur finns.

Proteinfraktioner i urin: IgG, Kappakedja, Lambdakedja och Protein HC	Urin	Turbidimetri	Atellica Neph	mg/L	Täby
Proteinfraktion	Serum	Elektrofores	Hydrasys 2 scan focusing		Täby
Endokrinologi					
C-Peptid	Serum	CMIA	Alinity I	nmol/L	Täby
DHEAS	Serum	CMIA	Alinity I	umol/L	Täby
FSH	Serum	CMIA	Alinity I	E/L	Täby
T3, fritt	Serum	CMIA	Alinity I	pmol/L	Täby
T4, fritt	Serum	CMIA	Alinity I	pmol/L	Täby
hCG, total	Serum	CMIA	Alinity I	E/L	Täby
Insulin	Serum	CMIA	Alinity I	mIE/L	Täby
Kortisol	Serum	CMIA	Alinity I	nmol/L	Täby
LH	Serum	CMIA	Alinity I	E/L	Täby
Progesteron	Serum	CMIA	Alinity I	nmol/L	Täby
Prolaktin	Serum	CMIA	Alinity I	mIE/L	Täby
PTH	Serum	CMIA	Alinity I	pmol/L	Täby
SHBG	Serum	CMIA	Alinity I	nmol/L	Täby
Testosteron	Serum	CMIA	Alinity I	nmol/L	Täby
Testosteron, bioaktivt		Beräkning	Alinity I	nmol/L	Täby
T3	Serum	CMIA	Alinity I	nmol/L	Täby
T4	Serum	CMIA	Alinity I	nmol/L	Täby
TSH	Serum	CMIA	Alinity I	mE/L	Täby
Östradiol	Serum	CMIA	Alinity I	pmol/L	Täby
Elastas	Faeces	Kemiluminiscens	Liaison XL	µg/g	Täby
Kalprotektin	Faeces	Kemiluminiscens	Liaison XL	mg/kg	Täby
GH	Serum	Kemiluminiscens	Liaison XL	µg/L	Täby
PTH 1-84	Serum	Kemiluminiscens	Liaison XL	pmol/L	Täby

OBS! Papperskopia gäller endast om handskriven signatur finns.

IGF-1	Serum	Kemiluminiscens	Liaison XL	µg/L	Täby
1,25-(OH)2-vitamin D	Serum	Kemiluminiscens	Liaison XL	pmol/L	Täby
Koagulation					
PK (INR)	Plasma	Koagelbildning	STAR Max		
APT-tid	Plasma	Koagelbildning	STAR Max		
Fibrinogen	Plasma	Koagelbildning	STAR Max		
D-Dimer	Plasma	Koagelbildning	STAR Max		
Hematologi					
Leukocyter	Blod	Flödescytometri	Sysmex XN 9000	10E9/L	Täby
Erytrocyter	Blod	Impedans	Sysmex XN 9000	10E12/L	Täby
Hemoglobin (Hb)	Blod	Fotometri	Sysmex XN 9000	g/L	Täby
EVF	Blod	Impedans + beräknat värde	Sysmex XN 9000		Täby
Erc(B)-MCV	Blod	Beräknat värde	Sysmex XN 9000	fL	Täby
Erc(B)—MCH	Blod	Beräknat värde	Sysmex XN 9000	pg	Täby
Erc(B)—MCHC	Blod	Beräknat värde	Sysmex XN 9000	g/L	Täby
Trombocyter	Blod	Impedans eller flödescytometri	Sysmex XN 9000	10E9/L	Täby
Läkemedelsanalys					
Digoxin	Serum	Fotometri	Alinity C	nmol/L	Täby
Litium	Serum	Fotometri	Alinity C	mmol/L	Täby
Klinisk Immunologi					
Transglutaminas-ak (IgA)	Serum	FEIA	ImmunoCAP 250	kE/L	Täby
Transglutaminas-ak (IgG)	Serum	FEIA	ImmunoCAP 250	kE/L	Täby
TRAK	Serum	FEIA	ImmunoCAP 250	kE/L	Täby

OBS! Papperskopior gäller endast om handskriven signatur finns.

DGP-ak (IgG)	Serum	FEIA	ImmunoCAP 250	kE/L	Täby
GBM-ak (IgG)	Serum	FEIA	ImmunoCAP 250	U/mL	Täby
Proteinas 3-ak (IgG)	Serum	FEIA	ImmunoCAP 250	IU/mL	Täby
Myeloperoxidas-ak (IgG)	Serum	FEIA	ImmunoCAP 250	IU/mL	Täby
CCP-ak (IgG)	Serum	FEIA	ImmunoCAP 250	kE/L	Täby
Anti-ENA (FEIA)	Serum	FEIA	ImmunoCAP 250	kE/L	Täby
SSA-ak	Serum	FEIA	ImmunoCAP 250	kE/L	Täby
SSB-ak	Serum	FEIA	ImmunoCAP 250	kE/L	Täby
Centromer-ak	Serum	FEIA	ImmunoCAP 250	kE/L	Täby
Scl70-ak	Serum	FEIA	ImmunoCAP 250	kE/L	Täby
RNP70-ak	Serum	FEIA	ImmunoCAP 250	kE/L	Täby
RNP(U1)-ak	Serum	FEIA	ImmunoCAP 250	kE/L	Täby
Sm-ak	Serum	FEIA	ImmunoCAP 250	kE/L	Täby
Jo1-ak	Serum	FEIA	ImmunoCAP 250	kE/L	Täby
dsDNA-ak	Serum	FEIA	ImmunoCAP1000	kE/L	Täby
Immunglobulin E	Serum	FEIA	ImmunoCAP1000	kE/L	Täby
Dammkvalster-ak (IgE)	Serum	FEIA	ImmunoCAP1000	kUA/L	Täby
Kattmjäll-ak (IgE)	Serum	FEIA	ImmunoCAP1000	kUA/L	Täby
Hundmjäll-ak (IgE)	Serum	FEIA	ImmunoCAP1000	kUA/L	Täby
Äggvita-ak (IgE)	Serum	FEIA	ImmunoCAP1000	kUA/L	Täby
Komjolk-ak (IgE)	Serum	FEIA	ImmunoCAP1000	kUA/L	Täby
Jordnöt-ak (IgE)	Serum	FEIA	ImmunoCAP1000	kUA/L	Täby
Timotej-ak (IgE)	Serum	FEIA	ImmunoCAP1000	kUA/L	Täby
A.alternata-ak (IgE)	Serum	FEIA	ImmunoCAP1000	kUA/L	Täby
Björk-ak (IgE)	Serum	FEIA	ImmunoCAP1000	kUA/L	Täby
Gråbo-ak (IgE)	Serum	FEIA	ImmunoCAP1000	kUA/L	Täby
A N A	Serum	IF	Manuell metod	kUA/L	Täby
dsDNA-i	Serum	IF	Manuell metod	kUA/L	Täby
TG-Ak	Serum	CMIA	Alinity I	kE/L	Täby
TPO-Ak	Serum	CMIA	Alinity I	kE/L	Täby

OBS! Papperskopior gäller endast om handskrivna signatur finns.

OBS! Papperskopia gäller endast om handskriven signatur finns.