

# Avföringsprov i provrör med sked


Patientanvisning

## Provtagning för bland annat följande analyser och undersökningar

- Faecesparasiter, gastroenteritvirus inklusive norovirus (vinterkräksjuka), Helicobacter pylori-antigen, Clostridioides difficile och kalprotektin.

## Material som du får från din vårdgivare eller laboratoriet

- Provrör med sked
- Ytterhylsa för provrör.



## Instruktion

1. Samla upp avföring på ett papper eller i ett väl rengjort kärl.
2. Fyll provröret med 4-5 skedar avföring.
3. Sätt tillbaka skeden och skruva på locket. Märk röret med dagens datum och personinformation (använd etikett som du fått från laboratoriet).
4. Placera provröret i ytterhylsa.
5. Förvara provet kylt. Prov lämnas snarast (helst samma dag) in hos din vårdgivare eller laboratorium.
6. Om flera prov tas bör de vara från olika dagar.