

## Patientanvisning – provtagning urin

### Material

Ren plastmugg och sterilt plaströr med skruvlock  
Eventuellt remiss



Ren plastmugg



Sterilt plaströr med skruvlock

- Samla in ny kastad morgonurin eller urin som varit i blåsan minst fyra timmar i en ren och torr behållare (ej pappersmugg eller rondskål)
- Viktigt med mittstråleurin, d.v.s. första urinportionen kissas (kastas) i toalettstolen. Cirka 5 ml hålls över i det sterila plaströret med skruvlock som omedelbart ställs i kyl
- Provet lämnas snarast på mottagningen/laboratoriet

2024-06-10